


# VOU



# FLOCCO

## INTRODUCTION



50g



100g

50g

100g

**DE:** Stärkt den Beckenboden  
**EN:** Strengthens pelvic floor muscles  
**FR:** Renforce le plancher pelvien  
**IT:** Rafforza i muscoli del pavimento pelvico  
**ES:** Fortalece los músculos del suelo pélvico  
**DK:** Styrker bækkenbundsmuskulaturen  
**NL:** Versterkt de bekkenbodemspieren  
**PT:** Aumenta a resistência dos músculos do pavimento pélvico  
**SE:** Stärker bäckenbottenmuskulaturen

**DE:** Einzelne Kugel: ideal für Anfänger  
**EN:** Single ball: ideal for beginners  
**FR:** Boule simple: idéale pour les débutantes  
**IT:** Sfera singola: ideale per i principianti  
**ES:** Una bola: perfecta para principiantes  
**DK:** Enkelt kugle: ideel til begyndere  
**NL:** Enkele bal: ideaal voor beginners  
**PT:** Bola simples: ideal para principiantes  
**SE:** En kula: perfekt för nybörjare

**DE:** Zwei Kugeln: ideal für Erfahrenere  
**EN:** Double ball: ideal for more experienced users  
**FR:** Boule double: idéale pour les utilisatrices plus expérimentées  
**IT:** Sfera doppia: ideale per i più esperti  
**ES:** Dos bolas: perfecto para usuarios más experimentados  
**DK:** Dobbelt kugle: ideel til mere erfarne brugere  
**NL:** Dubbele bal: ideaal voor meer ervaren gebruikers  
**PT:** Bola dupla: ideal para utilizadores mais experientes  
**SE:** Två kulor: perfekt för mer erfarna användare



**DE:** Nur wasserbasiertes Gleitgel verwenden  
**EN:** Use with water-based lubricant  
**FR:** Utilisez ce toy avec un lubrifiant à base d'eau  
**IT:** Usare con lubrificanti a base di acqua  
**ES:** Utilizar con lubricante a base de agua  
**DK:** Brug med vandbaseret glidecreme  
**NL:** Gebruik met glijmiddel op waterbasis  
**PT:** Utilizar com um lubrificante à base de água  
**SE:** Använd med vattenbaserat glidmedel



**DE:** Vor und nach Gebrauch gründlich reinigen. Ggf. einen Toy Cleaner benutzen  
**EN:** Clean thoroughly before and after use. If necessary, use a toy cleaner  
**FR:** Nettoyez soigneusement avant et après usage. Si nécessaire, utiliser un toy cleaner  
**IT:** Pulire accuratamente prima e dopo l'uso. Se necessario, usare un detergente per giocattoli erotici  
**ES:** Limpiar a fondo antes y después de su uso. Si es necesario, utilizar un limpiador de juguetes  
**DK:** Rengør grundigt før og efter brug. Brug legetøjsrens efter behov  
**NL:** Maak voor en na gebruik grondig schoon. Gebruik indien nodig een schoonmaakmiddel voor speeltjes  
**PT:** Limpe cuidadosamente antes e depois de utilizar. Se necessário, use com um produto limpador de brinquedos  
**SE:** Rengör noggrant före och efter användning. Om det är nödvändigt, använd en leksak renare



**DE:** Nicht mit Massageölen in Kontakt bringen  
**EN:** Avoid contact with massage oils  
**FR:** Evitez tout contact avec des huiles de massage  
**IT:** Evitare il contatto con gli oli per massaggio  
**ES:** Evitar contacto con aceites de masaje  
**DK:** Undgå kontakt med massageolier  
**NL:** Vermijd contact met massage-oliën  
**PT:** Evite o contacto com óleos de massagem  
**SE:** Undvik kontakt med massageoljor



**DE:** Medizinisches Silikon  
 Ergonomisch geformt für ein besonders sanftes Einführen  
 Mit Rückholband für ein sicheres Entfernen  
**EN:** Medical grade silicone  
 Ergonomically shaped for very gentle insertion  
 Withdrawal cord for safe removal  
**FR:** Silicone médical  
 Forme ergonomique particulièrement facile à insérer  
 Cordon permettant un retrait sûr  
**IT:** Silicone per usi medicali  
 Forma ergonomica per agevolare l'inserimento  
 Corda per l'estrazione sicura  
**ES:** Silicona de grado médico  
 Forma ergonómica para una inserción muy suave  
 Cuerda de extracción para una extracción segura  
**DK:** Hudvenlig silikone  
 Ergonomisk design for nem og blid indføring  
 Snor til sikker fjernelse  
**NL:** Huidvriendelijke silicone  
 Ergonomisch gevormd voor bijzonder soepel inbrengen  
 Uittrekkkoordje voor veilig verwijderen



**PT:** Silicone de grau médico  
 Design ergonómico para inserção suave  
 Fio de remoção para uma remoção segura  
**SE:** Hudvänlig Silikon  
 Ergonomiskt utformade för en mycket mild och försiktig insättning  
 Utdragbar sladd för säker borttagning

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

## SAFETY INSTRUCTIONS



**DE:** Benutze das Produkt nicht auf geschwollener oder entzündeter Haut.  
 In folgenden Situationen befrage vor dem Tragen der Liebeskugeln unbedingt Deinen Arzt:  
 - Krankheiten und Verwachsungen  
 - Inkontinenz oder Senkbeschwerden  
 - Schwangerschaft  
 - Allergien  
 - Verhütung mit einer Spirale  
 Die Liebeskugeln nicht während des Geschlechtsverkehrs tragen.  
 In den ersten 6 Wochen nach einer Geburt und nach Operationen im Beckenbereich dürfen keine Liebeskugeln getragen werden, um die Wundheilung nicht zu beeinträchtigen. Danach frage am besten Deinen Arzt oder Deine Hebamme um Rat.  
 Während der Menstruation sowie bei vaginalen Infekten ist vom Tragen der Liebeskugeln abzuraten.  
 Hinweis: Nur zur vaginalen Anwendung geeignet. Empfohlene Tragedauer - 15 Minuten bis maximal 4 Stunden täglich  
**EN:** Do not use on swollen or inflamed skin.  
 Definitely consult your doctor in the following situations before using love balls:

- Diseases and deformities  
 - Incontinence or reduction problems  
 - Pregnancy  
 - Allergies  
 - Contraception with an IUD  
 Do not wear love balls during sexual intercourse.  
 Love balls cannot be worn during the first 6 weeks after giving birth and after surgery in the pelvic region, in order not to impair the healing of the wound. After that, consult your doctor or midwife.  
 Do not use love balls during menstruation or vaginal infection.  
 Notice: Only suitable for vaginal application. Recommended length of use - 15 minutes to a maximum of 4 hours daily  
**FR:** Ne pas utiliser sur une peau enflammée, enflée ou lésée.  
 Consultez immédiatement un médecin dans les situations suivantes, avant toute utilisation des boules de geisha:  
 - Maladies et malformations  
 - Incontinence  
 - Grossesse  
 - Allergies  
 - Contraception avec un DIU  
 Ne portez pas de boules de geisha pendant les rapports sexuels.

## SAFETY INSTRUCTIONS

Les boules de geisha ne doivent pas être portées pendant les 6 semaines suivant l'accouchement ou après une opération dans la zone du pelvis, de manière à ne pas interférer avec la guérison des plaies. Après cette période, consultez un médecin.  
 N'utilisez pas les boules de geisha pendant vos menstruations ou une infection vaginale.  
 Remarque : Seulement pour une utilisation vaginale. Temps d'utilisation recommandé - 15 minutes par jour, maximum 4 heures  
**IT:** Non adatto a donne in gravidanza e portatori di pacemaker.  
 Non usare su pelle gonfia o infiammata.  
 Prima di usare le sfere dell'amore, consulta il tuo medico in caso di:  
 - Malattie e deformità  
 - Incontinenza o problemi di riduzione  
 - Gravidanza  
 - Allergie  
 - Contracezione con IUD  
 Non usare le sfere durante il rapporto sessuale.  
 Le sfere vaginali non possono essere usate durante le prime 6 settimane dopo il parto e dopo interventi chirurgici nella zona pelvica, in modo tale da non ostacolare la cicatrizzazione. Dopo

questo periodo, consulta il tuo medico o la tua ostetrica. Non usare le sfere dell'amore durante la mestruazione o in presenza di infezioni vaginali. Nota: Adatto al solo uso vaginale. Durata dell'uso raccomandata - da 15 minuti a 4 ore al giorno  
**ES:** No utilizar en piel irritada o inflamada.  
 Sin duda, consulta a tu médico en las siguientes situaciones antes de utilizar las bolas chinas:  
 - Enfermedades y deformidades  
 - Problemas de incontinencia o reducción urinaria  
 - Embarazo  
 - Alergias  
 - Anticoncepción con un DIU  
 No utilizar bolas chinas durante las relaciones sexuales.  
 Las bolas chinas no pueden ser usadas durante las primeras 6 semanas después del parto y después de la cirugía en la región pélvica, para no perjudicar la curación de la herida. Después, consulta a tu médico o matrona.  
 No utilizar bolas chinas durante la menstruación o infección vaginal.  
 Aviso: Este producto es adecuado solamente para su uso

## SAFETY INSTRUCTIONS

vaginal. Tiempo recomendado de uso: desde 15 minutos hasta un máximo de 4 horas diarias

**DK:** Må Må ikke bruges på hævet eller betændt hud.

Du bør helt sikkert kontakte din læge i følgende situationer, inden du bruger elskovsboldene:

- Sygdomme og misdannelser  
- Inkontinens eller indskrænkingsproblemer

- Graviditet

- Allergier

- Prævention med en spiral

Du må ikke bære kærlighedsbolde under samleje.

Kærlighedsbolde kan ikke bæres under de første 6 uger efter du har født og efter en operation i bækkenpartiet, for ikke at forringe heling af såret. Derefter skal du kontakte din læge eller jordemoder.

Du må ikke bruge kærlighedsbolde under menstruation eller vaginal infektion.

Bemærk: Kun egnet til vaginal anvendelse. Anbefalet anvendelsestid - 15 minutter til maksimalt 4 gange om dagen

**NL:** Niet gebruiken als je zwanger bent of een pacemaker draagt. Niet gebruiken op gezwollen of ontstoken huid.

Neem in de volgende situaties altijd contact op met je dokter voordat je de liefdeskogels gebruikt:

- Ziektes en misvormingen

- Incontinentie of bekkenbodemp Problemen

- Zwangerschap

- Allergieën

- Anticonceptie met een spiraaltje

Draag de liefdeskogels niet tijdens de geslachtsgemeenschap.

Je mag de liefdeskogels niet dragen in de eerste 6 weken na de bevalling of na een operatie in de bekkenregio, om te voorkomen dat de wondgenezing wordt verstoord. Neem hierna contact op met uw dokter of verloskundige.

Gebruik de liefdeskogels niet tijdens de menstruatie of een vaginale infectie.

Aanwijzing: Alleen geschikt voor vaginaal gebruik. Aanbevolen gebruiksduur - 15 minuten tot maximaal 4 uur per dag

**PT:** Não utilizar em peles inchadas ou inflamadas.

Consulte o seu médico antes de utilizar as bolas de amor nas seguintes situações:

- Doenças ou deformidades

- Incontinência ou problemas de redução

- Gravidez

- Alergias  
- Contraceção com um DIU  
Não utilize as bolas de amor durante relações sexuais.

As bolas de amor não podem ser utilizadas durante as primeiras 6 semanas pós parto e após cirurgia na zona pélvica, de forma a não impedir a cicatrização da incisão.

Após este período, consulte um médico ou uma parteira.

Não utilize as bolas de amor durante a menstruação ou se tiver uma infeção vaginal.

Aviso: Apenas adequado para utilização vaginal. Tempo de utilização recomendado - 15 minutos a um máximo de 4 horas por dia

**SE:** Använd inte på svullen eller inflammerad hud. Konsultera med din läkare i följande situationer innan du använder love balls:

- Sjukdomar och missbildningar

- Inkontinens eller minsknings problem

- Graviditet

- Allergier

- Preventivmedel med en IUD

ha inte på dig love balls under samlag.

Love balls kan inte bäras under de första 6 veckorna efter

förlossning och efter operation i bäckenregionen, för att inte försämrå läkning av sår. Efter det, kontakta din läkare eller barnmorska.

Använd ej love balls under menstruation eller infektioner i slidan.

OBS: Endast lämplig för vaginal applikation. Rekommenderad längd av användning - 15 minuter till maximalt 4 timmar per dag

**DE:** Dieses Produkt kannst Du umweltgerecht im Hausmüll entsorgen  
**EN:** You may dispose of this item with household waste  
**FR:** Ce produit peut être jeté avec les déchets ménagers sans risque pour l'environnement

**IT:** Puoi gettare il prodotto come rifiuto domestico  
**ES:** Puede tirar este producto a la basura doméstica

**DK:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald

**NL:** Je kunt dit artikel verzamelen het huishoudelijk afval

**PT:** Pode descartar este produto em conjunto com o lixo doméstico

**SE:** Du kan kasta bort detta objekt med hushållsavfall



## LET'S CARE

## WARRANTY

**DE:** Die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten gilt nur bei produktgerechter Nutzung, sachgemäßer Behandlung und keinen nachträglichen Veränderungen am Produkt

**EN:** The statutory 24 month warranty is valid only for products used for their intended purpose, handled properly, and without any adjustments or changes to their original form

**FR:** La garantie légale de 24 mois s'applique dans le cadre d'une utilisation normale, et uniquement si le produit n'a pas été modifié après achat

**IT:** la garanzia legale di 24 mesi è valida qualora il prodotto sia stato utilizzato in conformità d'uso, maneggiato adeguatamente e senza interventi o modifiche

**ES:** La garantía legal de 24 meses es válida solo para los productos utilizados con la finalidad prevista, debidamente manipulados y en su estado original sin modificaciones o cambios

**DK:** Den lovebestemte garanti på 24 måneder gælder kun for produkter, der anvendes korrekt og til deres oprindelige formål, uden at der er foretaget ændringer eller tilpasninger i forhold til deres originale form

**NL:** De wettelijke garantietermijn van 24 maanden geldt alleen voor producten die volgens hun bestemming zijn gebruikt, juist zijn behandeld, en zonder aanpassingen of wijzigingen van hun oorspronkelijke vorm



## CUSTOMER SERVICE

**DE:** Fragen zu diesem Produkt beantwortet Dir unser Kundenservice – per E-Mail an ([help@sonoma-internet.com](mailto:help@sonoma-internet.com)), oder telefonisch unter +49 30 208 473 88

**EN:** If you have any questions regarding this product, please contact Customer Services – either by email at ([help@sonoma-internet.com](mailto:help@sonoma-internet.com)), or by telephone at +49 30 208 473 88

**FR:** Si vous avez des questions sur ce produit merci de contacter nos équipes de conseillers, par e-mail ([help@sonoma-internet.com](mailto:help@sonoma-internet.com)) ou par téléphone au +49 30 208 473 88

**IT:** In caso di domanda sul prodotto, contattare il Servizio Clienti tramite posta elettronica all'indirizzo ([help@sonoma-internet.com](mailto:help@sonoma-internet.com)), o al numero di telefono +49 30 208 473 88

**ES:** Si tienes alguna pregunta acerca del producto, por favor, póngase en contacto con el servicio al cliente, ya sea por correo electrónico al ([help@sonoma-internet.com](mailto:help@sonoma-internet.com)), o por teléfono al +49 30 208 473 88

**DK:** Hvis du har spørgsmål vedrørende produktet, kan du kontakte kundeservice – enten via e-mail på ([help@sonoma-internet.com](mailto:help@sonoma-internet.com)), eller telefon på +49 30 208 473 88

**NL:** Heb je vragen over dit product? Neem dan contact op met onze klantenservice – per e-mail op het adres ([help@sonoma-internet.com](mailto:help@sonoma-internet.com)), of per telefoon op nummer +49 30 208 473 88

**PT:** No caso de ter quaisquer dúvidas relacionadas com este produto, por favor contactar os Serviços ao Cliente – através do e-mail ([help@sonoma-internet.com](mailto:help@sonoma-internet.com)), ou pelo telefone +49 30 208 473 88

**SE:** Om du har några frågor angående produkten, kontakta kundtjänst - antingen via e-post ([help@sonoma-internet.com](mailto:help@sonoma-internet.com)), eller på telefon +49 30 208 473 88



# VOU

**Sonoma Internet GmbH**

Wattstraße 11, 13355 Berlin

Deutschland/Germany/Allemagne/Germania/Alemania/

Tyskland/Duitsland/Alemanha/Tyskland

All rights reserved. Made in China. / Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in China.

Tous droits réservés. Fabriqué en Chine. / Tutti i diritti riservati. Prodotto in Cina.

Todos los derechos reservados. Fabricado en China. / Alle rettigheder forbeholdes. Fremstillet i Kina

Alle rechten voorbehouden. Gemaakt in China / Todos os direitos reservados. Fabricado na China

All rättigheter reserverade. Tillverkad i Kina